

三、专家论证意见 2

进口水分磨的转速为 1400r/min, 粉碎速度为 150~220g/min, 仪器工作效率高, 且工作时不升温, 对实际检验工作有利, 同意采购进口仪器。

专家签字: 吕立朋 职称: 教授 单位: 郑州大学
手机: 13015521891

2019 年 4 月 2 日

三、专家论证意见 3

进口仪器的磨盘间距可调, 磨盘直径 64mm, 可以得到不同颗粒度的样品, 更加适合实际工作需求, 同意采购进口设备。

专家签字: 贾书敏 职称: 研究员 单位: 河南省食品检验所
手机: 13803718420

2019 年 4 月 2 日

三、专家论证意见 4

进口水分磨单次装样量可达 1.2kg, 粉碎细度为 100%全通过 1.7mm 孔径筛, 留存在 1.0mm 孔径筛上物 <10%, >50%通过 0.5mm 孔径筛, 样品量更多, 粉碎细度满足国标及 ISO 标准要求, 同意采购进口仪器。

专家签字: 王雪芹 职称: 主检员 单位: 河南省食品检验所
手机: 13838266143

2019 年 4 月 2 日

三、专家论证意见 5

本次采购的仪器设备符合国家政策和法律规定, 不属于限制性和禁止性设备, 也不属于鼓励进口的设备, 同意采购进口品牌仪器。

专家签字: 李野 职称: 律师 单位: 河南王超人
手机: 13007618241

2019 年 4 月 2 日